



DISOP



Composición: cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato monosódico, ácido hialurónico y polihexametilén biguanida 0,0002% en agua purificada.

Frecuencia de uso:

Como producto de higiene se debe utilizar todos los días tantas veces como sea necesario (al despertarse por las mañanas para la retirada de legañas, después de la rutina del paseo, en caso de suciedad en los ojos...)

Como coadyuvante en el uso de otros tratamientos, utilizar OcuCan limpiador ocular antes de la aplicación del medicamento, tantas veces como se requiera.

Modo de empleo:

1. Irrigue el ojo del perro con una gran cantidad de producto para lavar bien los ojos y reblandecer las costras y legañas. OcuCan limpiador ocular está diseñado para no producir la más leve irritación y se puede utilizar en dosis más elevadas que otros productos y cuando el perro tiene los ojos abiertos.
2. Humedezca una gasita y limpie delicadamente pestañas y párpados, retirando los restos siempre desde el ángulo interno del ojo hacia el exterior. Seque el área tratada con una gasa seca.
3. Proceda de igual manera con el otro ojo.



Composición: solución salina isotónica y tamponada que contiene ácido hialurónico, hidroxietilcelulosa, edetato disódico y polihexametilén biguanida 0,0001%.

Frecuencia de uso:

Como preventivo y como paliativo en caso de deficiente hidratación ocular se puede aplicar una o dos gotas en cada ojo dos veces al día.

En caso de utilizarlo durante la anestesia deben aplicarse varias gotas en cada ojo mientras dure el procedimiento.

Modo de empleo:

Instilar una o dos gotas en cada ojo procurando que el animal tenga los ojos abiertos, con el fin de que se introduzca en el saco conjuntival.



Una caricia que limpia los delicados oídos de los perros

LIMPIADOR AUDITIVO

Composición: Solución fisiológica de pH neutro que contiene glicerina, citrato sódico, edetato disódico, macrogolhidroxiestearato y polihexametilén biguanida.

Frecuencia de uso:

Debido a la alta tolerancia de sus componentes y a su efecto preventivo, se recomienda utilizar AudiCan una vez por semana para mantener una correcta higiene de los oídos del perro.

Modo de empleo:

- **Limpieza del pabellón de la oreja:** Humedezca una gasita con AudiCan y limpie delicadamente los pliegues y surcos de la oreja, siempre desde la zona interior del oído hacia el exterior.
- **Limpieza del canal auditivo externo:** Introduzca el gotero con delicadeza en el canal auditivo y aplique una cantidad suficiente de producto. Realice un masaje suave en la base de la oreja para favorecer el efecto emulsionante de AudiCan. El propio animal expulsará el producto al sacudir sus orejas. Finalmente seque el interior del pabellón con una gasita.



OCUCAN Limpiador Ocular

Limpiador ocular que aporta a los ojos de su perro la higiene e hidratación necesaria, sin producir ningún tipo de irritación. Gracias a su alta tolerancia se puede utilizar cuantas veces se quiera, incluso con los ojos del animal abiertos. La fórmula respeta el pH y la tonicidad de la lágrima del perro. Contiene ácido hialurónico que proporciona alivio e hidratación. Formato 360 ml.

Referencia	Dosis
DP41283	360 ml

OCUCAN Limpiador Gotas

Gotas de tratamiento ocular que aporta a los ojos de su perro la higiene e hidratación necesaria, sin producir ningún tipo de irritación. Gracias a su alta tolerancia se puede utilizar cuantas veces se quiera, incluso con los ojos del animal abiertos. La fórmula respeta el pH y la tonicidad de la lágrima del perro. Contiene ácido hialurónico que proporciona alivio e hidratación. Formato 15 ml.

Referencia	Dosis
DP41427	15 ml

AUDICAN Limpiador Auditivo

AudiCan contiene una fórmula especialmente diseñada para limpiar el pabellón de la oreja y deshacer el exceso de cera, que cuida la delicada piel y el oído de su perro. Además contiene glicerina, muy bien tolerada por la piel, y lleva componentes no agresivos que garantizan una correcta limpieza y desinfección, sin ocasionarle irritación. Formato 180 ml.

Se recomienda su uso semanalmente.

Referencia	Dosis
DP41439	180 ml

Expositor OcuCan Drops

Contiene 16 unidades de 15ml.

Referencia
DP414226